


Моноклональное Антитело Против Cyb5R3 Для Вестерн-Блота И Ифа — P00387

Артикул: CM0002524



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CYB5R3 (NADH-цитохром b5 редуктазе 3) для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека и крысы. Подходит для исследования транспорта электронов и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYB5R3 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	B5R; DIA1; CYB5R3
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	1727
ID гена	1727
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CYB5R3 (P00387).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P00387
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	С холодоэлементом