


Поликлональное Антитело К Cyb5R3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P00387

Артикул: CM0030602



введение

Кроличье поликлональное антитело к CYB5R3, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения восстановления цитохрома b5, метаболизма липидов и биологии эритроцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CYB5R3
Примечания/Альтернативные названия	B5R; DIA1; CYB5R3
Вид	Человек
GeneID	1727
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125-334 человеческого CYB5R3 (NP_001165131.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00387
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом