


Поликлональное Антитело Anti-Cyb5R3 (Подтверждено Методом Kd) Для Wb И Elisa — P00387

Артикул: CM0022753



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CYB5R3 (NADH-цитохром b5-редуктаза 3). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белком крысы. UniProt P00387.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Подтверждено методом KD] Кроличье поликлональное антитело к CYB5R3
Примечания/синонимы	CYB5R3; B5R; DIA1; цитохром b5-редуктаза 3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1727
Идентификатор гена	1727
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 27-301 человеческого CYB5R3 (NM_000398.7)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P00387
Молекулярная масса белка	31 кДа/34 кДа/38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом