


Поликлональные Антитела Против Cybrd1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q53Tn4

Артикул: CM0021951



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CYBRD1, валидированные для WB и ELISA с использованием образцов человека. Идеально подходят для исследований всасывания железа и ферриредуктазной активности. Включают основные спецификации и технические советы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYBRD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DCYTB; FRR53; CYB561A2; CYBRD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79901
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215-286 человеческого CYBRD1 (NP_079119.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q53TN4
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом