

Поликлональные Антитела Против Cyclin A1 Для Вестерн-Блота, Ифа - P78396

Артикул: CM0017501

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Cyclin A1, для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований мейоза зародышевой линии и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclin A1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	CT146; Cyclin A1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	8900
ID гена	8900
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 350-450 человеческого CCNA1 (NP_001104515.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P78396
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором