

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Циклина A1/A2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Ифа - P20248 / P78396

Артикул: CM0007835



### введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против Циклина A1/A2, валидированное для WB, IP и ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Полезно для исследований клеточного цикла и рака. P20248 / P78396.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Циклин A1/A2 кроличье мАт                                                                                |
| Примечания/Псевдоним      | CCN1; CCNA; CT146; Циклин A1/A2                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 890/8900                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 250-465 человеческого Циклина A1/A2 (P20248) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                  |
| Применение                | WB, IP, ELISA                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                            |
| SWISS                     | P20248/P78396                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 49 кДа/52 кДа                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                        |