

Поликлональные Антитела Против Циклина A2 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P20248

Артикул: CM0026627



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против Циклина A2 (CCNA2), валидированные для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Циклин A2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CCN1; CCNA; Циклин A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	890
GeneID	890
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 350-432 человеческого Циклина A2 (NP_001228.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20248
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом