

Анти-Циклин A2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P20248

Артикул: CM0003881



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого Циклина A2 (P20248). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclin A2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CCN1; CCNA; Cyclin A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	890
GeneID	890
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-210 человеческого Циклина A2 (P20248)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20248
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	В ледяном пакете