

Поликлональное Антитело К Циклину B2 Для Wb, Elisa — 095067

Артикул: CM0020042

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого циклина B2 (циклин-B2, специфичный для фаз G2/митоза). Валидировано для WB и ELISA, реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Cyclin B2
Примечания/алиас	HsT17299; Cyclin B2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9133
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого циклина B2 (NP_004692.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	095067
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом