

Кроличье Моноклональное Антитело Против Циклина B2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - O95067

Артикул: CM0011689

введение

Кроличье моноклональное антитело к циклинам B2 (UniProt: O95067), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к циклинам B2
Примечания/Альтернативные названия	hT17299; Циклин B2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9133
GeneID	9133
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого циклина B2 (O95067).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95067
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом