

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cyclin B2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - O95067

Артикул: CM0029486

введение

Кроличьи поликлональные антитела против Cyclin B2, валидированные для применения в WB, IHC-P и ELISA. Определяют Cyclin B2 человека, мыши и крысы — ключевого регулятора клеточного цикла. Идеальны для исследований митоза и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Cyclin B2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	hT17299; Cyclin B2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9133
GeneID	9133
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95067
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом