

Поликлональное Антитело Против Циклина C Для Wb И Elisa - P24863

Артикул: CM0015046



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого циклина C, идеально подходящее для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы, что позволяет использовать его в исследованиях регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против циклина C
Примечания/синонимы	СусC; SRB11; hSRB11; Cyclin C
Вид	Человек
GeneID (человек)	892
GeneID	892
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого циклина C (NP_005181.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекры́стная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24863
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом