


Анти-Циклин D1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb - P24385

Артикул: CM0016770



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против Циклина D1 (CCND1, BCL1, PRAD1). Валидировано для применения в WB, IF/ICC, IP и ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения регуляции клеточного цикла G1/S и сигнальных путей онкопротенс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Циклин D1 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Циклин D1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	595
GeneID	595
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 200-295 человеческого Циклина D1 (NP_444284.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24385
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом