

Поликлональное Антитело Кролика Против Циклина D2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P30279

Артикул: CM0020286



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на циклин D2 человека, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, рака и перехода G1/S.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против циклина D2
Примечания/синонимы	MPPH3; KIAK0002; Циклин D2
Вид	Человек
GeneID (человек)	894
GeneID	894
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 циклина D2 человека (NP_001750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30279
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом