

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cyclin D2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Ифа (Elisa) - P30279

Артикул: CM0016783



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против Cyclin D2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают белок Cyclin D2 (мол. масса 33 кДа) человека, мыши и крысы. Подходят для исследований клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против Cyclin D2
Примечания/Альтернативные названия	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	894
GeneID	894
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-289 человеческого Cyclin D2 (NP_001750.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30279
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом