

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Циклина D3 (Валидированы Нокаутом), Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30281

Артикул: CM0016557



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого G1/S-специфичного циклина D3 (CCND3, SWISS P30281). Валидированы методом нокаута, подходят для ВБ и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированы нокаутом] Кроличьи поликлональные антитела против циклина D3
Примечания/алиасы	CCND3; циклин D3; Cyclin D3; D3
Вид	Человек
ID гена (человек)	896
ID гена	896
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P30281
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет