

Моноклональное Антитело Против Cyclin E1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P24864

Артикул: CM0005144



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Cyclin E1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Предназначено для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Cyclin E1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CCNE; pCCNE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	898
GeneID	898
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого Cyclin E1 (NP_001229.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24864
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом