

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Cyclin E1 Для Wb И Elisa — P24864

Артикул: CM0006947



введение

Моноклональное кроличье антитело Anti-Cyclin E1, валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на циклин E1, специфичный для перехода G1/S и являющийся ключевым регулятором клеточного цикла. Рекомбинантное моноклональное антитело; иммуноген: синтетический пептид (а. к. 300–400). 47 кДа, локализация — ядро.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Cyclin E1
Примечания/синонимы	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	898
Идентификатор гена	898
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–400 человеческого Cyclin E1 (NP_001229.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24864
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом