

Поликлональное Кроличье Антитело Против Циклина E1 Для Wb И Elisa - P24864

Артикул: CM0015962



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого циклина E1, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы, что делает его подходящим для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к циклину E1
Примечания/синонимы	CCNE; pCCNE1; циклин E1
Вид	Человек
GeneID (человек)	898
GeneID	898
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого циклина E1 (NP_001229.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P24864
Молекулярная масса белка	47 кДа
Транспортировка	Охлаждающий пакет