


Моноклональное Антитело Против Циклина E2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O96020

Артикул: CM0007995



введение

Кроличье моноклональное антитело против Циклина E2, валидированное для WB и ELISA. Распознает человеческий Циклин E2, ключевой регулятор перехода G1/S, с молекулярной массой ~47 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, пролиферации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Циклина E2
Примечания/Псевдоним	CYCE2; Циклин E2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9134
ID гена	9134
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого Циклина E2 (O96020).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O96020
Молекулярный вес белка	47 кДа
Доставка	Сумка со льдом