


Поликлональные Антитела Против Циклина E2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - O96020

Артикул: CM0029666



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Циклина E2 (CCNE2), подходящие для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА.

Обнаруживают полосу ~47 кДа. Идеальны для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Циклин E2 (кролик) пАт
Примечания/Псевдоним	CYCE2; Циклин E2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9134
GeneID	9134
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 255-404 человеческого Циклина E2 (NP_477097.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФ/МФК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O96020
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Сухой лед