


Поликлональное Антитело Против Cyclin E2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O96020

Артикул: CM0027439



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Cyclin E2 (CYCE2). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований клеточного цикла, рака и пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к Cyclin E2, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	CYCE2; Cyclin E2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9134
ID гена	9134
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 255-404 человеческого Cyclin E2 (NP_477097.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O96020
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	В пакете со льдом