

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Циклина G1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

Артикул: CM0026178

введение

Кроличыи поликлональные антитела против циклина G1 (CCNG1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Циклин G1 ассоциирован с остановкой фазы G2/M при ответе на повреждение ДНК. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclin G1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CCNG; Cyclin G1
Вид	Человек
Идентификатор гена	900 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-295 человеческого циклина G1 (NP_004051.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51959
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом