


Поликлональное Антитело Против Циклина Н Для Wb, Ip, Elisa — P51946

Артикул: CM0017669



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий циклин Н, субъединицу комплекса САК. Валидировано для WB, IP и ELISA; подходит для исследований регуляции клеточного цикла и транскрипции. (38 кДа)

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к циклину Н
Примечания/синонимы	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
Вид	Человек
Идентификатор гена	902
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого циклина Н (NP_001230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P51946
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом