


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cyclin H Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P51946

Артикул: CM0020940



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Cyclin H (P51946), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий Cyclin H, компонент киназного комплекса, активирующего CDK, необходимый для регуляции клеточного цикла и транскрипции РНК-полимеразы II. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против Cyclin H
Примечания/Альтернативные названия	CAK; p34; p37; CysH; Cyclin H
Вид	Человек
GeneID (Человек)	902
GeneID	902
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого Cyclin H (NP_001230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51946
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом