


Кроличье Поликлональное Антитело Против Циклина К Для Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

Артикул: CM0015740



введение

Кроличье поликлональное антитело к циклину К (O75909) валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Регуляторная субъединица CDK; выполняет функции в регуляции транскрипции через фосфорилирование CTD РНК-полимеразы II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Циклин К, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	CPR4; IDDHDF; Cyclin K
Вид	Человек
Идентификатор гена	8812 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 человеческого циклина К (NP_001092872.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75909
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	С холодильным агентом