


Поликлональное Антитело Против Cyclin T1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60563

Артикул: CM0023261



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Cyclin T1 (CCNT/CYCT1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения транскрипционной элонгации, комплекса Р-TEFb и взаимодействия с HIV Tat.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье pAb против Cyclin T1
Примечания/Альтернативные названия	CCNT; CYCT1; HIVE1; Cyclin T1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	904
GeneID	904
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 220-320 человеческого Cyclin T1 (NP_001231.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60563
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом