

Моноклональное Антитело Против Циклофилина 40 Для Вестерн-Блоттинга - Q08752

Артикул: CM0009033

введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к Cyclophilin 40/PPID. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Реагирует перекрестно с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сворачивания белков, шаперона HSP90 и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclophilin 40 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5481
ID гена	5481
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 271-370 человеческого Cyclophilin 40 (Q08752).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08752
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом