

## Поликлональное Антитело Против Циклофилина 40, Для Вб, Ифа — Q08752

Артикул: CM0021797

### введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому циклофилину 40 (PPID, CYP-40). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, показывает перекрестную реакцию с крысиным антигеном. Подходит для исследований фолдинга белков, ко-хапероновых комплексов HSP90, апоптоза и репликации вирусов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Циклофилин 40, кроличье поликлональное антитело                                                                                   |
| Примечания/алиасы         | CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 5481                                                                                                                              |
| ID гена                   | 5481                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 161-370 человеческого циклофилина 40 (NP_005029.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Крыса                                                                                                                             |
| SWISS                     | Q08752                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 41 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                                   |