

**Поликлональное Антитело Против Cyclophilin 40 Для
Вестерн-Блоттинга,
Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q08752**
Артикул: CM0027901

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Cyclophilin 40 (CYP-40), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком; UniProt Q08752.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclophilin 40 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5481
ID гена	5481
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 161-370 человеческого Cyclophilin 40 (NP_005029.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08752
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом