

Поликлональное Антитело К Cyfip1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации И Ифа - Q7L576

Артикул: CM0015892



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CYFIP1, подходящее для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Специфический иммуноген представляет собой N-концевой фрагмент аминокислот 1-270. Реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для изучения трансляционной репрессии, ремоделирования актина и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CYFIP1
Примечания/синонимы	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23191
GeneID	23191
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого CYFIP1 (NP_055423.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7L576
Молекулярная масса белка	145 кДа
Транспортировка	Охлаждающий пакет