

## Моноклональное Антитело Кролика Против Cyfip1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q7L576

Артикул: CM0003146



### введение

Кроличье моноклональное антитело к CYFIP1 (Q7L576), валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследований трансляционной репрессии, ремоделирования актина и развития нейронов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело к CYFIP1                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1                                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                            |
| GeneID                             | 23191                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 1-100 человеческого CYFIP1 (Q7L576) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                             |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                            |
| Применение                         | ВБ, ИФ/ИКК, ИФА                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                               |
| SWISS                              | Q7L576                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 145 кДа                                                                                                            |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                  |