

Поликлональное Антитело Anti-Cyld Для If/Icc, If-P, Elisa — Q9Nqc7

Артикул: CM0022874



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CYLD (карбоксиконцевая гидролаза убиквитина CYLD). Валидировано для IF/ICC, IF-P, ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований NF-κB- и Wnt-сигналинга, динамики микротрубочек и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYLD Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1540
Идентификатор гена	1540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-127 человеческого CYLD (NP_056062.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NQC7
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом