

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cyld Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

Артикул: CM0030489



введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к CYLD от CamelBio (Q9NQC7) — это высококачественные антитела, валидированные для методов WB, IHC-P и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнальных путей NF-κB и Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CYLD
Примечания/Синонимы	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
Вид	Человек
GeneID (человек)	1540
GeneID	1540
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NQC7
Молекулярная масса белка	107 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом