

Кроличье Моноклональное Антитело Против Igd Яванской Макаки — Igd Обезьяны

Артикул: CM0008682

введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к дельта-тяжёлой цепи иммуноглобулина яванской макаки. Валидировано для ИГХ-П, проточной цитометрии и ИФА. Для иммунного профилирования и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к IgD обезьяны
Вид	Яванская макака
Иммуноген	Рекомбинантный белок дельта-тяжёлой цепи иммуноглобулина яванской макаки
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, проточная цитометрия, ИФА
Перекрёстная реактивность	Яванская макака
Условия транспортировки	Пакет со льдом