

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cyp11A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05108

Артикул: CM0004696



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CYP11A1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Нацелено на митохондриальный фермент расщепления боковой цепи холестерина, участвующий в стероидогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против CYP11A1
Примечания/Альтернативные названия	CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; цитохром P450 семейства 11 подсемейства A член 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1583
ID гена	1583
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-320 человеческого CYP11A1 (NP_000772.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05108
Молекулярная масса белка	42 кДа/60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом