


Поликлональные Антитела Против Cyp11B1 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — P15538

Артикул: CM0017366



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CYP11B1, валидированные для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально подходят для изучения биосинтеза глюкокортикоидов, функции коры надпочечников и стероидогенных путей. Перекрестная реактивность с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP11B1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	FH1; CPN1; CYP11B; P450C11; CYP11B1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1584
ID гена	1584
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 234-503 человеческого CYP11B1 (NP_000488.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15538
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка с льдом