

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Сур11В2 Для ВБ, If-P, Ифа — P19099

Артикул: CM0022710



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CYP11B2 (альдостерон-синтаза), валидированные для ВБ, IF-P, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований артериальной гипертензии, стероидогенеза и функции митохондриальных ферментов.

[Узнать больше](#)