


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cyp17A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P05093

Артикул: CM0017329



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CYP17A1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий CYP17A1 (57 кДа), перекрестно реагируют с крысой. Идеальны для изучения биосинтеза стероидных гормонов и функции цитохрома P450. UniProt P05093.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к CYP17A1
Примечания/Альтернативные названия	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1586
ID гена	1586
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 209-508 человеческого CYP17A1 (NP_000093.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P05093
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В пакете со льдом