

Поликлональное Антитело Против Сур1А1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P04798

Артикул: CM0020094



введение

Кроличье поликлональное антитело против CYP1A1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует CYP1A1 человека, мыши, крысы. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 200-460). Идеально для исследований метаболизма цитохрома P450 и токсикологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против CYP1A1 (pAb)
Примечания/Алиасы	АНН; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1543
ID гена	1543
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-460 человеческого CYP1A1 (NP_000490.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04798
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом