

Поликлональные Антитела Против Cyp1A2 Для Wb, If-P, Elisa - P05177

Артикул: CM0014740



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CYP1A2 (SWISS P05177), валидированные для WB, IF-P, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения метаболизма лекарственных средств цитохромом P450, липидной сигнализации и путей токсикологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP1A2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CP12; CYP1A2; P3-450; P450(PA); CYP1A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1544
GeneID	1544
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 205-305 человеческого CYP1A2 (NP_000752.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05177
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом