


Поликлональные Антитела Против Сур1В1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q16678

Артикул: CM0018501



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CYP1B1 человека, валидированные для Вестерн-блота, ИФ/ИКК и ИФА. Нацелены на цитохром P450 1B1, участвующий в метаболизме стероидов и ксенобиотиков, подходят для исследования заболеваний и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP1B1 кроличья пКА
Примечания/Алиасы	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1545
ID гена	1545
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 244-543 CYP1B1 человека (NP_000095.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16678
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	С хладагентом