


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cyp1B1 Для Wb, If/Icc, Ифа — Q16678

Артикул: CM0014164



введение

Данная кроличья поликлональная антитела против человеческого CYP1B1 подходит для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Она проявляет перекрестную реактивность с образцами мышей и крыс и предназначена для исследований метаболизма цитохрома P450 и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP1B1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1545
GeneID	1545
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого CYP1B1 (NP_000095.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16678
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-пак