

Моноклональное Антитело Кролика Против Cyp26A1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — O43174

Артикул: CM0008852

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против человеческого CYP26A1, предназначенное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает CYP26A1 человека, мыши и крысы. Нацелено на метаболизм ретиноевой кислоты и сигнализацию в различных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мкАт к CYP26A1
Примечания/псевдонимы	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAI1; CYP26A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1592
ID гена	1592
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 201-450 человеческого CYP26A1 (O43174).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43174
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет