

Поликлональное Антитело Anti-Cyp27A1 Для Wb, Elisa — Q02318

Артикул: CM0021260

введение

Кроличье pAb к CYP27A1, валидированное для WB и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина, синтеза желчных кислот и связанных с ними заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb к CYP27A1
Примечания/синонимы	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1593
Идентификатор гена	1593
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200–400 человеческого CYP27A1 (NP_000775.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02318
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом