

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Сур27А1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02318

Артикул: CM0007263

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела, направленные на CYP27A1, стерол-26-гидроксилазу. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Для изучения метаболизма холестерина и синтеза желчных кислот. Идеально подходят для разработки диагностических тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP27A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Вид	Человек
GenelD (человек)	1593
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 431-530 человеческого CYP27A1 (NP_000775.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q02318
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	С ледяным пакетом