

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cyp2C18 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P33260

Артикул: CM0029936



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CYP2C18, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований метаболизма ретиноидов и цитохромов P450. Иммуноген: аминокислоты 231-490.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CYP2C18
Примечания/Альтернативные названия	CPC1; CYP2C; CYP2C17; P45011C17; P450-6B/29C; CYP2C18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1562
ID гена	1562
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-490 человеческого CYP2C18 (NP_000763.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33260
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом