


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cyp2D6 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции В Парафиновых Срезах, Ифа - P10635

Артикул: CM0010564



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против CYP2D6, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции в парафиновых срезах, ИФА. Перекрестно реагирует с белком человека, мыши, крысы. Детектирует белок ~56 кДа. Идеально для исследований метаболизма лекарств и фармакогеномики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CYP2D6
Примечания/Альтернативные названия	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Вид	Человек
GeneID (человек)	1565
GeneID	1565
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 341-497 человеческого CYP2D6 (P10635)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция в парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS-PROT	P10635
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом