


Кроличья Поликлональная Антитело К Cyp2D6 Для ВБ И Ифа - P10635

Артикул: CM0014655



введение

Кроличья поликлональная антитело к CYP2D6, валидированная для ВБ и ИФА; детектирует человеческий CYP2D6 с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным гомологам. Идеально подходит для изучения метаболизма лекарств цитохромом P450 и путей липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP2D6 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP1ID6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Вид	Человек
ID гена (человек)	1565
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20–230 человеческого CYP2D6 (NP_000097.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10635
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Хладоэлемент