

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Cyp2E1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Игх (Ткани), Ифа - P05181

Артикул: CM0021850



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CYP2E1 для исследовательского использования в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции, иммунохимии и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный CYP2E1, печеночный цитохром P450, участвующий в метаболизме жирных кислот и ксенобиотиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP2E1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1571
GeneID	1571
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-493 человеческого CYP2E1 (NP_000764.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05181
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом